

Der ISQ Wert von 1 – 99 ist ein Maß für die Stabilität des Implantats – je höher der Wert, desto stabiler das Implantat. Ab einem Wert über 70 ISQ ist eine Sofortversorgung möglich. Bei Werten zwischen 55-70 empfehlen wir eine verblockte Sofortversorgung. Unter 55 ISQ sollte das Implantat gedeckt einheilen. Das bre^{dent} Penguin^{RFA} misst den ISQ Wert mit einer Genauigkeit von +/- 1 ISQ Einheit.



Testimonial




Prof. Dr. José Eduardo Maté Sánchez de Val. PhD, MSc, DDS.

„Meiner Meinung nach sollte das Gerät standardmäßig eingesetzt werden, da es eine sichere und vorhersagbare Lösung für den Anwender darstellt. Nach meiner wissenschaftlichen und klinischen Erfahrung ist der ISQ Wert der aussagekräftigste Wert zur Bestimmung der Stabilität von Implantaten. In der Regel versorge ich meine gesetzten Implantate mit einem ISQ-Wert ab 65 sofort.“


Literatur




Weltweit sind bereits seit 1996 mehr als 700 Veröffentlichungen zum Thema Implantatstabilität in peer-reviewed Journalen erschienen. Wir empfehlen insbesondere die Veröffentlichung von Professor Lars Sennerby (Resonance Frequency Analysis for Implant Stability Measurements, INTEGRATION DIAGNOSTICS UPDATE 2015;1:1-11). www.bredentgroup.net/penguin-de




REF 0002440D



REF 0099130D



REF 0099120D



REF 0002000D



REF 0099320D



REF 0099100D



REF 0002500D

Irrtum und Änderungen vorbehalten

bre^{dent} Penguin^{RFA}



- ✓ nicht-invasiv
- ✓ objektiv
- ✓ reproduzierbar
- ✓ genau

Messgerät zur Implantatstabilität



0099360D-20180318



Geeignet zur Sofortversorgung?

Die Frage, ob das gesetzte Implantat zur Sofortversorgung geeignet ist, stellt sich häufig als Herausforderung für den behandelnden Zahnarzt dar. Standardmäßig wird das Drehmoment in Ncm beim Inserieren des Implantates verwendet. Das bre^{dent} Penguin^{RFA} ist als Ergänzung zur Ratsche die ideale Lösung.

Das bre^{dent} Penguin^{RFA} ist ein Gerät zur Messung der Stabilität von Implantaten mithilfe der Resonanzfrequenzanalyse (RFA). Ein kleiner, magnetischer Messstift, der MultiTegTM, wird hierfür in das Implantat bzw. das Abutment eingedreht und berührungslos in Schwingungen versetzt. Der gemessene Wert wird als „Implant Stability Quotient“ (ISQ) Wert dargestellt und gibt Aufschluss über die geeignete Versorgung des Implantates.

Die Lösung: das bre^{dent} Penguin^{RFA}




Das Messverfahren




MultiTegTM

Der MultiTegTM ist in vier verschiedenen Größen verfügbar und ermöglicht bei nahezu allen Implantaten des SKY[®] Implantat Systems die Messung der Primärstabilität.



Jetzt neu!



SKY[®] fast & fixed Abutment und SKY[®] uni.cone Abutment

bre^{dent} group

Vorteile des bre^{dent} Penguin^{RFA}


- Mobilität**
Das kabellose bre^{dent} Penguin^{RFA} bietet alle Freiheiten des mobilen Arbeitens. Problemlos können weitere Patientensituationen in anderen Behandlungszimmern geprüft werden, ohne an die Chirurgieeinheit gebunden zu sein.
- Prozesssicherheit**
Mit dem bre^{dent} Penguin^{RFA} ist eine vorhersagbare Behandlung, allen voran bei Risikopatienten, möglich. Mit dem Diagnosegerät können Komplikationen vermieden, rechtzeitiges Belasten ermöglicht und unnötige Kosten und Behandlungszeiten reduziert werden. Dadurch erhöht sich die Prozesssicherheit und das Risiko für Patienten wird reduziert.
- Ökonomisches Zubehör**
Der magnetische MultiTegTM ist biokompatibel, wird berührungslos aktiviert und ist bis zu 20x sterilisierbar. Hohe Lagerbestände können so auf ein Minimum reduziert werden. Das spart Kosten und entlastet die Administration.

Systemübersicht bre^{dent} Penguin^{RFA}

Instrument Kit



MultiTegsTM



Steriles Cover



Penguin^{RFA} Cover 1 Set (20 Stück) REF 580PENG

Bestellservice

Online-Bestellschein order.bre^{dent}-medical.com
Telefon +49 7309 872-211
Fax-Bestellung +49 7309 872-24

Technische Daten	
Stromanschluss	5 V, 1 A
Ladegerät Eingang	100 - 240 V, 5A
Gewicht des bre ^{dent} Penguin ^{RFA}	100 g
Das bre ^{dent} Penguin ^{RFA}	ist für den Dauerbetrieb vorgesehen
Das bre ^{dent} Penguin ^{RFA}	enthält NiMH-Batterien