

# SKY pro guide



**EINFACH**

**SICHER**


**SCHNELL**

**Geführt und hochpräzise mit nur einer Hülse.**

# SKY pro guide

2

## Ihr Einstieg in die Präzision der geführten Implantologie



**SKY pro guide surgical tray (bestückt)**

**REF** SKYPROGST1


Instrumente für alle SKY Implantate mit  $\varnothing$  3.5,  $\varnothing$  4.0 und  $\varnothing$  4.5.



**SKY guided fixation pin**

$\varnothing$  1.35 mm L 27mm


**REF** GFPL27D135



**SKY guided fixation pin sleeve**

$\varnothing$  1.35 mm L 6mm



**REF** GFSL06D135



Die Fixationspins ermöglichen eine sichere Fixierung der Bohrshablone.

## Funktionsprinzip

Maximale Sicherheit beim Erzielen der Bohrtiefe und Angulation durch Führung der Bohrer durch die hochpräzise Bohrhülse.



Funktionsbeschreibung




Praktisch: Im unteren Teil des Trays befinden sich Ratsche sowie Tools für das Eindrehen der Implantate.



Ein System für alle SKY Implantate von Ø 3.5 -4.5 mm. Zusätzlich können für kleinere bzw. größere Durchmesser einzelne Bohrungen wie Pilotbohrung auch geführt realisiert werden.

### Fallbeispiel: bSKY4514



# SKY pro guide

## Komponentenübersicht



### SKY Pilotbohrer, geführt



PCDXLXD35n PCDXLXD400 PCDXLXD450

### SKY Twistdrill, geführt



TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

### SKY Finalbohrer, geführt – harter Knochen D1



	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
3.5 N	FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350
3.5	FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400
4.0	FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—
4.5	—	—	—	—	—	—

### SKY Finalbohrer, geführt – mittelharter / weicher Knochen D2, D3, D4



	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
3.5 N	FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350
3.5	FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400
4.0	FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—
4.5	—	—	—	—	—	—

### SKY Crestalbohrer, geführt



CRDXLXD35n CRDXLXD350 CRDXLXD400 CRDXLXD450

### Implantateindreher, geführt – copaSKY



COPMLXD475 COPMLXDSET COPAIMSM163

### Implantateindreher, geführt – SKY



SKYMLXD475 SKYMLXDSET SKY-DS04

### Implantat-Eindrehwerkzeuge



SKY-WTK1 SKY-WTK6 SKY-STK1 COPACTK6

### Prothetikschlüssel




SKYC-WM6 SKY-SD22 SKY-SD28

### Bohrhülse – pro guide



GDSL06D475 GDSL06D47510

### SKY pro guide – OP-Tray



unbestückt SKYPROGST0  
bestückt SKYPROGST1

### SKY Torque Wrench Pro



SKYTWPRO SKYTWCON

### Hülse für Fixationspin



GFSL06D135 GFSL06D13510

### Twistdrill für Fixationspin, geführt



SKYDT13L

### Fixationspin



GFPL27D135 GFPL27D1354

Grundlage einer Bestellung sind die AGB der bredent medical GmbH & Co. KG: <https://www.bredent-implants.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>  
Abb. nicht maßstabgetreu. Alle Preise in € zuzüglich USt, ggf. Verz. sand.

00910390D-20200714 Irrtum und Änderungen vorbehalten

