

SKY pro guide



SENCILLO

SEGURO


RÁPIDO

Guiado y gran precisión únicamente con una vaina

SKY pro guide

2

Iníciase en el mundo de gran precisión de la implantología guiada



**SKY pro guide surgical tray
(con juego de instrumental)**

REF SKYPROGST1


Instrumental para todos los implantes
SKY con Ø 3.5, Ø 4.0 y Ø 4.5.



SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Los pines de fijación proporcionan una fijación segura de la plantilla de perforación.

Principio de funcionamiento

Seguridad máxima para alcanzar la profundidad de perforación y la angulación gracias al guiado de las fresas por medio de la vaina de perforación de gran precisión.



Descripción del funcionamiento



Detalle práctico: En la parte inferior de la bandeja se encuentra la carraca y las herramientas para enrosca los implantes.



Un único sistema para todos los implantes SKY de Ø 3.5 - 4.5 mm. Asimismo es posible realizar perforaciones guiadas específicas en el caso de diámetros inferiores o superiores, tales como perforaciones piloto.

Estudio de caso: bSKY4514



SKY pro guide

Listado de componentes



SKY Fresas piloto, guiadas



PCDXLXD35n PCDXLXD400 PCDXLXD450

SKY Twistdrills, guiadas



TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

SKY Fresas finales, guiadas – hueso duro D1



colour code

3.5 N	3.5
4.0	
4.5	

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
	FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350
	FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400
	FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—

SKY Fresas finales, guiadas – hueso semiduro / blando D2, D3, D4



colour code

3.5 N	3.5
4.0	
4.5	

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
	FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350
	FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400
	FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—

SKY Fresas crestaes, guiadas



CRDXLXD35n CRDXLXD350 CRDXLXD400 CRDXLXD450

Atornilladores de implantes, guiados – copaSKY



COPMLXD475 COPMLXDSET COPAIMSM163

Atornilladores de implantes, guiados – SKY



SKYMLXD475 SKYMLXDSET SKY-DS04

Herramientas para atornillar implantes



SKY-WTK1 SKY-WTK6 SKY-STK1 COPACTK6

Llaves protésicas




SKYC-WM6 SKY-SD22 SKY-SD28

Vainas de perforación – pro guide



GDSL06D475 GDSL06D47510

SKY pro guide – Bandeja quirúrgica



sin instrumental
SKYPROGST0

con juego de
instrumental
SKYPROGST1

SKY Torque Wrench Pro – Llave dinamo métrica



SKYTWPRO SKYTWCON

Vaina para el pin de fijación




GFSL06D135 GFSL06D13510

Twistdrill para el pin de fijación, guiada



SKYDT13L

Pin de fijación



GFPL27D135 GFPL27D1354

El pedido se rige por las condiciones comerciales generales de bredent medical GmbH & Co. KG: <https://www.bredent-implants.com/en/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>
La imagen no está a escala. Todos los precios en euros más IVA, más gastos de envío dado el caso.

00910390E-20200714 Salvo error y modificaciones

