




Implantatlänge
8, 10
12, 14 mm
5,2, 8, 10
12, 14 mm
5,2, 8, 10
12, 14 mm
5,2
8 mm
5,2
8 mm



Hinweis:
Bohrtiefe bei den kurzen
copaSKY Implantaten
maximal bis zur Laser-
markierung.

Achtung!
Die Implantatnase kann
leicht von der Kavitätenachse
abweichen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

0098290D-20191025



Chirurgisches Protokoll für ^{narrow}SKY ^{blue}SKY ^{classic}SKY ^{white}SKY

- optimiertes knochenqualitätsorientiertes Instrumentarium und chirurgisches Protokoll für die optimale Primärstabilität
- Bohrer mit abnehmbaren Bohrerstopps
- Reduzierung der Bohrerzahl erhöht die Übersichtlichkeit und Sicherheit während der OP



Implantatlänge

8, 10, 12, 14, 16 mm

Crestalbohrer



300 U/min.

Harter Knochen D1

300 U/min.

Mittelharter / weicher Knochen D2-D4

300 U/min.




Bei den blueSKY und SKY classic Implantaten mit dem Durchmesser 3.5 wird der Crestalbohrer nur bis zur Lasermarkierung versenkt.

Bei den Implantaten

- narrowSKY
- blueSKY 4.0 bis 5.5
- SKY classic 4.0 bis 4.5

wird der Crestalbohrer komplett versenkt.



Abnehmbare Bohrerstopps

