

# SKY PRO GUIDE




Sistema innovativo di  
chirurgia computer guidata  
bredent medical

Un unico tray  
chirurgico per  
5  
sistemi implantari

SKY



Software universale  
open system per chirurgia  
computer guidata



Posizione precisa per un'estetica perfetta

**RealGUIDE® 5.0 Software per implantologia computer guidata**



- Diagnosi 3D
- Pianificazione impianti
- Progettazione dima chirurgica



**Licenze:**



Modulo d'importazione dati e diagnosi



Modulo di pianificazione implantare





Applicazione di diagnosi e pianificazione implantare



Modulo di pianificazione implantare ed esportazione della dima chirurgica

**Implantologia computer guidata**

Sistema di frese guidate attraverso la cannula con la massima precisione



Descrizione del funzionamento



Inserimento implantare manuale o con motore chirurgico



**Esempio: preparazione e inserimento guidato impianto bSKY4514**





Un unico tray  
chirurgico per  
**5**  
sistemi implantari  
**SKY**

SKY pro guide surgical tray  
REF SKYPROGST1

Strumenti per tutti gli impianti SKY  
con Ø 3.5, Ø 4.0 e Ø 4.5



Perno SKY proGUIDE  
Ø 1.35 mm L 6 mm  
REF GFPL27D135



Cannula SKY proGUIDE  
Ø 1.35 mm L 6 mm  
REF GFSL06D135

