

— MEHR PERFORMANCE - WENIGER AUFWAND —

bredent  
group

# READY FOR USE

*Supporting Digital Dentistry*



DENTAL INNOVATIONS  
SINCE 1974

bredent  
group

*Bequemer, sicherer und moderner mit*

# **READY FOR USE**

*Supporting Digital Dentistry*

## **⊕ Teamarbeit online**

Erweitern Sie Ihr Team projektbezogen mit qualifizierten Partnern. Verbessern Sie Ihre Performance, reduzieren Sie Ihren Aufwand, steigern Sie Ihre Wirtschaftlichkeit.

## **⊕ Wertschöpfung**

Steigern Sie Ihre Wertschöpfung durch optimierte Prozesse, geringere Lagerhaltung und effizienter eingesetzte Mitarbeiter.

## **⊕ State of the Art Therapien**

Nutzen Sie die Qualifikation des Ready For Use - Teams und bieten Sie Ihren Patienten zeitgemäße Sofortversorgungstherapien zu reduzierten Kosten und weniger Eingriffen.

## **⊕ Transparenz**

Sie können den gesamten Prozess des gewählten Paketes mitgestalten und werden zu jedem Prozessschritt informiert. Zudem erfolgt die Dokumentation der Abstimmung mit dem gewählten Partnerlabor, der Planungsinhalte sowie dem Versand bequem vollautomatisch und kann zu jeder Zeit eingesehen werden.

## **⊕ Dokumentierte Kommunikation**

Genießen Sie in der Kommunikation mit Ihrem gewählten Partnerlabor die perfekte Dokumentation aller Vorgänge und das alles automatisch.

Erleben Sie die größtmögliche Sicherheit und Transparenz vom Auftrag bis zur fertigen Arbeit.


## **⊕ Potential für die Wirtschaftlichkeit**

Die Ready for Use Plattform bietet viel Potential für erfolgreiche Prozessoptimierung in der Pre-OP-Phase. Und wenn Sie den digitalen Workflow in Ihrer Praxis noch nicht vollständig etabliert haben - kein Problem, wir beraten und begleiten Sie gerne auf dem Weg ein Ready For Use Anwender zu werden.

## Digital schafft Nähe, Sicherheit und Geschwindigkeit

State of the Art Therapien auch für Ihre Praxis risikolos ausprobieren? Zusätzlich erhalten Sie am ersten OP-Tag tatkräftige Unterstützung von unserem OP erfahrenen Spezialisten.

Alle implantologischen und prothetischen Materialien die Sie für Ihren individuellen Patientenfall benötigen, sind im Ready For Use Paket enthalten, pünktlich und perfekt für Sie zusammengestellt.




### Scannen / Dateien hochladen in die verlängerte Werkbank

- Abdrucknahme, Modellversand, oder Aufnahme im STL Format mittels Intraoralscanner
- DVT Erstellung: Erstellung einer DICOM 3.0 Datei vom kompletten Kiefer, ggf. als Doppel-Scan mittels Doppel-Scan-Prothese (bei weniger als 3 natürlichen Zähnen)



### Planung & Konstruktion durch die zertifizierten Partner

- Kontrolle und Freigabe des Implantatplanungs-vorschlags durch den Implantologen



### Herstellung der patientenindividuellen Komponenten

- Zusammenstellung aller benötigten Komponenten inkl. Implantate in einem Paket
- Versand des Gesamtpakets an die Praxis
- Nutzung der Original-Qualitätsprodukte der bre<sup>dent</sup> group



### Implantieren und Einsetzen alles im gelieferten Paket enthalten


- Hülsengeführte Implantation mit dem SKY pro guide System
- Einbringen und Eingliedern der individuellen Komponenten über ihren bre<sup>dent</sup> group Systemberater
- Support über Ihren bre<sup>dent</sup> group Systemberater

**Paket 1**

## ***Implantatplanung und Bohrschablone***

***Im Paket enthalten:***


- 3D-Implantatplanungsvorschlag
- SKY pro guide Bohrschablone
- Gewählte(s) Implantat(e)

**Paket 2**

## ***Einzelzahn individuelles Abutment***


***Im Paket enthalten:***

- Konstruktion und Fertigung anhand übermittelter STL
- oder
- Fertigung anhand übermittelter Konstruktionsdatei
- Indiv. Abutment (BioHPP oder Titan)




**Paket 3****Einzelzahn****Temporäre Komplettversorgung  
mit SKY****Im Paket enthalten:**

- 3D-Implantatplanungsvorschlag
- SKY pro guide Bohrschlabone
- Gewählte(s) Implantat(e)
- Indiv. Abutment
- Provisorische PMMA Krone

**Paket 4****Full Arch****Temporäre Sofortversorgung  
mit SKY fast & fixed****Im Paket enthalten:**


- 3D-Implantatplanungsvorschlag
- SKY pro guide Bohrschlabone
- Gewählte Implantate
- Abutments (fast & fixed oder uni.cone)
- Prothetikcapen
- Provisorische PMMA Brücke



# SKY pro guide\*

\*Das SKY pro guide Kit muss separat bestellt werden

Ihr Einstieg in die Präzision der geführten Implantologie und der Ready For Use Welt



SKY pro guide surgical tray (bestückt)



REF SKYPROGST1

Instrumente für alle SKY Implantate mit  $\varnothing$  3.5,  $\varnothing$  4.0 und  $\varnothing$  4.5.



Praktisch: Im unteren Teil des Trays befinden sich Ratsche sowie Tools für das Eindrehen der Implantate.

## Funktionsprinzip



### Fallbeispiel: bSKY4514

Eine Führungshülse für alle:  REF GDSL06D475



# READY FOR USE

Supporting Digital Dentistry

## ✓ Erfüllen Sie Patientenwünsche

- Schonende Behandlung
- Weniger Behandlungstermine
- Feste Zähne in einer Sitzung möglich\*

\*Primärstabilität vorausgesetzt

## ✓ Ihre Vorteile auf einen Blick

- Einfaches Handling
- Nutzung von qualifiziertem Laborpartner-Netzwerk
- Preistransparenz
- Zeit- und Kostenersparnis
- Weniger Behandlungszeit
- Ortsunabhängiger Zugang
- Kein Investitionsrisiko
- Vorhersagbarkeit durch Planung
- Zugang zu modernsten Materialien
- Dokumentierte Kommunikation



Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeit

[www.breident-group.com/de/ready-for-use](http://www.breident-group.com/de/ready-for-use)

