

NOUVEAUTÉS 2023



360° IMPLANTOLOGY



NOUVEAUTÉS 2023

La famille SKY grandit :

- Vis de cicatrisation copaSKY
- Bases en titane uni.fit
- Piliers scan optimisés
- uni.cone 0° et 17,5°
- TiSi Snap à angulation
- Données Try-in en tant que modèle pour impression

copaSKY
copa
SKY 
 IMPLANT SYSTEM

// copaSKY scan Abutment 12



COPASC12

Titane à surface optimale pour scanner

- Mise en place sûre
- Assise sûre de la vis
- Précision du plus haut niveau

// Piliers de bridge copaSKY uni.fit



COPUTBB0



COPUTBB1



COPUTBB2



COPUTBB3

- Pour infrastructures de bridge à vissage direct
- Cylindres pour infrastructures plus fines
- Epaulement large en quatre hauteurs : 0 mm, 1,7 mm, 2,7 mm, 3,7 mm

// Bases en titane L copaSKY uni.fit



COPAUTL2



COPAUTL3

- Epaulement large pour respecter les épaisseurs de paroi minimums
- Cheminée renforcée
- Hauteur 1,5 et 3,0 mm

// Base en titane copaSKY uni.fit pour CEREC®



COPCTBS2



COPCTBS3

- Base fine en titane CEREC® pour la zone dentaire antérieure
- Hauteur 1,5 et 3,0 mm

// Base en titane copaSKY uni.fit hauteur 0 mm



COPAUTB0

- Base en titane S copaSKY
- Hauteur 0 mm
- Hauteur minimale de l'élément



- Pour phénotype gingival fin
- La base en titane uni.fit s'appuie directement sur l'épaule de l'implant
- Disponible pour couronnes unitaires et bridges



SCAN ME!

// copaSKY Ti-base temp



COPBT20



COPBT30

// copaSKY Ti-base temp bridge



COPBT2B



COPBT3B

Piliers provisoires en titane pour :

- vis de cicatrisation personnalisées
- piliers provisoires
- piliers de couronnes provisoires
- se laisse raccourcir
- Bibliothèque pour formes anatomiques

// Vis de cicatrisation M copaSKY



COPAGF66



COPAGF88

- Nouvelle forme taillée pour 6 mm
- Nouvelle hauteur 8 mm

// Vis de cicatrisation L copaSKY



COPAGFL4



COPAGFL6



COPAGFL8

- Vis de cicatrisation plus large dans la zone des dents latérales
- Particulièrement adaptée pour les piliers personnalisés
- Hauteur 4-8 mm

// Aiguille pour vis de cicatrisation copaSKY



COPAGFN6

- Cicatrisation transgingivale avec développement maximum des tissus mous
- Hauteur 6 mm

// Pilier BioHPP copaSKY elegance S



COPAES00



COPAES15

- Le pilier hybride BioHPP SKY elegance est la reconstitution pour la thérapie dite « One-Time » et la restauration immédiate – maintenant avec la variante fine S.

// Pilier en titane copaSKY

Hauteur gingivale supplémentaire 1,5 mm



COPAPF00



COPAPF15



COPAPF16



COPAPF25



COPAPF26

// Pilier copaSKY uni.cone

Angulation supplémentaire 17,5°



COPAUC04

- Hauteur supplémentaire pour piliers copaSKY uni.cone droits : 0° uni.cone avec 4,0 mm de hauteur



COPUC172



COPUC173

- Malgré un filetage occlusal ouvert, bonne stabilité de la connexion entre le pilier et le bridge grâce à Form-Fit : Faible risque de desserrement de vis et de fracture
- uni.cone à angulation en deux hauteurs de 1,5 et 2,5 mm

SKY
SKY
IMPLANT SYSTEM

// SKY scan Abutment 11



SKYUSC11

Titane à surface se laissant scanner de façon optimale

- Mise en place sûre
- Assise sûre de la vis
- Précision de pointe

Coming soon!



SKYBT00

// SKY Ti-base temp

Piliers provisoires en titane pour

- Vis de cicatrisation personnalisées
- Piliers provisoires
- Piliers de couronnes provisoires
- se laissent raccourcir
- Bibliothèque pour formes anatomiques

// Base en titane L SKY



SKYUFCL2



SKYUFCL3

- Large épaulement pour respecter les épaisseurs de paroi minimums
- Cheminée renforcée
- Hauteur 1,5 et 3,0 mm

// SKY uni.cone Abutment Angulation supplémentaire 17,5°



SKYUC174



SKYUC175

- Malgré un filetage occlusal ouvert on dispose d'une connexion stable entre le pilier et le bridge grâce à Form-Fit – Faible risque de desserrement de vis et de fracture
- uni.cone à angulation en deux hauteurs : 4 mm et 5 mm

SKY pro Guide

// Douille de forage SKY 4 mm



GDSL04D475



10 pièces

GDSL04D47510

- SKY guided drill sleeve 4.75 L4

SKY
PRO GUIDE

Données STL gratuites pour TRY-INS



SCAN ME!

les données STL sont à votre disposition sur notre site Internet. Ainsi, selon les besoins, on imprime la variante désirée.

Pour une sélection optimale du pilier sur le modèle – qu'il s'agisse de piliers en titane, uni.cone et Docklocs®,



// MEDEALIS Docklocs® - L'alternative


Docklocs®

MEDEALIS





made
in
Germany

Hauteur
gingivale



copa SKY IMPLANT SYSTEM	REF COPDL010	COPDL020	COPDL030	COPDL040	COPDL060	COPDL182	COPDL184	COPDL185
SKY IMPLANT SYSTEM	REF SKYDL010	SKYDL020	SKYDL030	SKYDL040	SKYDL060	SKYDL182	SKYDL184	SKYDL185

// MEDEALIS Docklocs® - Kit de rétention



// SKY TiSi.snap maintenant également à angulation 17,5°

avec Retention.sil ou pièces femelles Dockloc



SKYTISI7



SKYTISI8



COPTISI7



COPTISI8

// Vis de cicatrisation SKY uni.cone



Maintenant avec double fonction :

- **Vis de cicatrisation**
- **Couronne conique primaire RevoCone®**
 - › Transformation simple d'inamovible à amovible – quand le patient n'est plus en mesure de procéder au nettoyage
 - › Complément à la solution RevoCone personnalisée avec une pièce standard pour SKY et copaSKY uni.cone

RevoCone

Le bridge amovible




est un système à double couronne qui permet d'avoir un bridge amovible sur implants. Les piliers sont conçus à partir de préfab selon le procédé CAO/FAO et ils sont collés à l'aide d'une connexion conique préfabriquée.

Les pièces femelles en résine disponibles en différentes épaisseurs empêchent tout gauchissement du bridge sur le cône.



Pioneer in Immediate

Bibliothèque CAO




Instruments




STL Try-in / Tools



*Bibliothèque /
Références*



*Documents sur les
produits techniques*



Scan us!



Brochures



RevoCone



00911460F-20231117 Sous réserve d'erreurs et de modifications



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent
group

bredent France - T: 0800 90 48 57 - F: +49 7309 872-455 - @: france@bredent.com
bredent medical GmbH & Co. KG - Weissenhorner Str. 2 - 89250 Senden - Germany - www.bredent-medical.com