

SKY pro guide




SENCILLO

SEGURO

RÁPIDO

Guiado y gran precisión únicamente con una vaina

Iníciase en el mundo de gran precisión de la implantología guiada



**SKY pro guide surgical tray
(con juego de instrumental)**

REF SKYPROGST1


Instrumental para todos los implantes
SKY con Ø 3.5, Ø 4.0 y Ø 4.5.



SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Los pines de fijación proporcionan una fijación segura de la plantilla de perforación.

Principio de funcionamiento

Seguridad máxima para alcanzar la profundidad de perforación y la angulación gracias al guiado de las fresas por medio de la vaina de perforación de gran precisión.



Descripción del funcionamiento



Detalle práctico: En la parte inferior de la bandeja se encuentra la carraca y las herramientas para enroscar los implantes.



Un único sistema para todos los implantes SKY de Ø 3.5 - 4.5 mm. Asimismo es posible realizar perforaciones guiadas específicas en el caso de diámetros inferiores o superiores, tales como perforaciones piloto.

Estudio de caso: bSKY4514



SKY pro guide

Listado de componentes

SKY
PRO GUIDE

SKY Fresas piloto, guiadas



PCDXLXD35n

PCDXLXD400

PCDXLXD450

SKY Twistdrills, guiadas



TDXL52D225

TDXL08D225

TDXL10D225

TDXL12D225

TDXL14D225

TDXL16D225

SKY Fresas finales, guiadas – hueso duro D1



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

L 5.2 mm

FD1L52D350
FD1L52D400
FD1L52D450

L 8 mm

FD1L08D350
FD1L08D400
FD1L08D450

L 10 mm

FD1L10D350
FD1L10D400
FD1L10D450

L 12 mm

FD1L12D350
FD1L12D400
FD1L12D450

L 14 mm

FD1L14D350
FD1L14D400
FD1L14D450

L 16 mm

FD1L16D350
FD1L16D400
—

SKY Fresas finales, guiadas – hueso semiduro / blando D2, D3, D4



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

L 5.2 mm

FD2L52D350
FD2L52D400
FD2L52D450

L 8 mm

FD2L08D350
FD2L08D400
FD2L08D450

L 10 mm

FD2L10D350
FD2L10D400
FD2L10D450

L 12 mm

FD2L12D350
FD2L12D400
FD2L12D450

L 14 mm

FD2L14D350
FD2L14D400
FD2L14D450

L 16 mm

FD2L16D350
FD2L16D400
—

SKY Fresas crestaes, guiadas



CRDXLXD35n

CRDXLXD350

CRDXLXD400

CRDXLXD450

Atornilladores de implantes, guiados – copaSKY



COPMLXD475

COPMLXDSET

COPAIMSM163

Atornilladores de implantes, guiados – SKY



SKYMLXD475

SKYMLXDSET

SKY-DS04

Herramientas para atornillar implantes



SKY-WTK1

SKY-WTK6

SKY-STK1

COPACTK6

Llaves protésicas



SKYC-WM6

SKY-SD22

Vainas de perforación – pro guide



GDSL06D475

GDSL06D47510

SKY pro guide – Bandeja quirúrgica



sin instrumental
SKYPROGST0

con juego de
instrumental
SKYPROGST1

SKY Torque Wrench Pro – Llave dinamométrica



SKYTWPR1

SKYTWCO1

Vaina para el pin de fijación



GFSL06D135

GFSL06D13510

Twistdrill para el pin de fijación, guiada



Pin de fijación



GFPL27D135

GFPL27D1354

El pedido se rige por las condiciones comerciales generales de bredent medical GmbH & Co. KG: <https://www.bredent-implants.com/en/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>
La imagen no está a escala. Todos los precios en euros más IVA, más gastos de envío dado el caso.

50 years of bredent

bredent
medical

bredent
group

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · T: +34 961 363561 / +34 607 320666 · bredentgroup@bredent.es
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-440 · F: +49 7309 872-444 · info-medical@bredent.com · www.bredent-medical.com

00910390E-20200714 Salvo error y modificaciones

