


SKY pro guide




SIMPLE

SÛR

RAPIDE

Avec guidage et haute précision avec une seule douille.

Votre accès à la précision de l'implantologie guidée



SKY pro guide surgical tray (garni d'instruments)

REF SKYPROGST1


Instruments pour tous les implants SKY
Avec Ø 3.5, Ø 4.0 et Ø 4.5



SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Les pins de fixation permettent une
fixation sûre du gabarit de forage.

Principe de fonctionnement

Sécurité maximale pour atteindre la profondeur de forage et l'angulation par guidage du foret au travers de la douille de forage de haute précision.



Mise en œuvre




Pratique: Dans la partie inférieure du plateau vous trouverez la clé à cliquet ainsi que des instruments pour le serrage des implants.



Un système pour tous les implants SKY de Ø 3.5 -4.5 mm. En outre on peut également pour des diamètres inférieurs ou supérieurs réaliser certains forages sous forme de forage pilote.

Exemple type: bSKY4514



SKY pro guide

Vue d'ensemble des composants

SKY
PRO GUIDE

Forets pilotes SKY, à guidage



Twistdrills SKY, à guidage



Forets à finir SKY à guidage – tissus osseux durs D1



	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
3.5 N	FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350
3.5	FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400
4.0	FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—
4.5						

Forets à finir SKY, à guidage – tissus osseux de dureté moyenne/ mous: D2, D3, D4



	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
3.5 N	FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350
3.5	FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400
4.0	FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—
4.5						

Forets SKY pour crête, à guidage



Instruments de pose d'implant, à guidage - copaSKY



Instruments de pose d'implant SKY, à guidage



Instruments de pose d'implant



Clés prothétiques



Douilles de forage – pro guide



Plateau opératoire SKY pro guide



Clé à torque Pro SKY



Twistdrill pour pin de fixation, à guidage



Douilles pour pins de fixation



Pins de fixation



Les conditions générales de vente et de livraison de la société bredent medical GmbH & Co. KG forment la base de toute commande: <https://www.bredent-implants.com/en/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>
III. non fidèle à l'échelle. Tous les prix sont indiqués en €, ils s'entendent sans taxe à la valeur ajoutée (TVA) et le cas échéant sans frais d'expédition.

00910390F-20200714 Sous réserve d'erreurs et de modifications



50 years of bredent

bredent
medical

bredent
group

bredent France · T: 0800 90 48 57 · F: +49 7309 872-455 · france@bredent.com
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · www.bredent-medical.com