

SKY pro guide



ПРОСТО

НАДЕЖНО


БЫСТРО

Высокоточная имплантация по хирургическому 3D-шаблону — одна втулка для всех инструментов.

SKY pro guide

2

Откройте для себя прецизионность имплантологии по хирургическому 3D-шаблону



SKY pro guide surgical tray
(укомплектованный)
REF SKYPROGST1


Инструменты для всех имплантатов SKY \varnothing 3,5, \varnothing 4,0 и \varnothing 4,5.



SKY guided fixation pin
 \varnothing 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135




SKY guided fixation pin sleeve
 \varnothing 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Фиксирующие штифты обеспечивают надежную фиксацию шаблона для сверления.

Принцип действия

Максимальная безопасность после достижения необходимой глубины сверления и в случае ангуляции имплантатов благодаря высокоточной направляющей втулке сверла.



Описание



Удобно: в нижней части лотка находятся динамометрический ключ и имплантоводы.



Одна система для всех имплантатов SKY Ø 3,5 – 4,5 мм. Кроме того, есть возможность сверлить (в том числе по шаблону) отдельные отверстия малого и большого диаметра, например, пилотные отверстия.

Пример: bSKY4514



Пилотные сверла SKY, управляемые



PCDXLXD35n

PCDXLXD400

PCDXLXD450

Твист-сверла SKY, управляемые



TDXL52D225

TDXL08D225

TDXL10D225

TDXL12D225

TDXL14D225

TDXL16D225

Финишные сверла SKY, управляемые — для твердой костной ткани D1



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
FD1L52D350	FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350
FD1L52D400	FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400
FD1L52D450	FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—

Финишные сверла SKY, управляемые — для мягкой или умеренно твердой костной ткани D2, D3, D4



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
FD2L52D350	FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350
FD2L52D400	FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400
FD2L52D450	FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—

Расширители костной ткани SKY, управляемые



CRDXLXD35n

CRDXLXD350

CRDXLXD400

CRDXLXD450

Имплантоводы сораSKY, управляемые



COPMLXD475

COPMLXDSET

COPAIMSM163

Имплантоводы SKY, управляемые



SKYMLXD475

SKYMLXDSET

SKY-DS04

Инструменты для введения имплантата



SKY-WTK1

SKY-WTK6

SKY-STK1

COPACTK6

Зубопротезные ключи



SKYC-WM6

SKY-SD22

SKY-SD28

Втулки для сверла – pro guide



GDSL06D475

GDSL06D47510

Лоток для хирургического набора SKY pro guide



неукомплектованный SKYPROGST0

укомплектованный SKYPROGST1

Динамометрический ключ SKY Torque Wrench Pro



SKYTWPRO

SKYTWCON

Твист-сверло для фиксирующего штифта, управляемое



SKYDT13L

Втулка для фиксирующего штифта



GFSL06D135

GFSL06D13510

Фиксирующий штифт



GFPL27D135

GFPL27D1354

Основанием для заказа являются Общие коммерческие условия brendent medical GmbH & Co. KG <https://www.brendent-implants.com/en/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>. Изображения не соответствуют масштабу. Все цены указаны в евро без учета НДС, а также стоимости доставки, если таковая требуется.

0091039RU-20200714 Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений

