SKY classic

SKY classic 3.5

narrow platform



EL IMPLANTE MÁS FINO
CLÁSICAMENTE FIABLE

bredent group




Espacios estrechos.
Grandes posibilidades.


El implante ideal para situaciones con espacio limitado.

La SKY classic 3.5 narrow platform crea el espacio necesario para obtener resultados biológicamente estables y estéticos, incluso en situaciones exigentes.

MENOS TITANIO,
MÁS TEJIDO BLANDO.

- Mayor distancia al diente vecino
- Mayor espacio entre dos implantes
- Gran estabilidad
- Los implantes y aditamentos tienen el mismo diámetro






Reinventamos Tissue Level.

LA ESTABILIDAD COMIENZA
EN EL TEJIDO BLANDO.

El diseño a nivel de tejido traslada la unión implante-aditamento desde la zona ósea hasta el tejido blando, reduciendo así los micromovimientos críticos en la zona crestal.

- Integración óptima del tejido blando
- Conservación de la estructura ósea crestal
- Menor riesgo de periimplantitis
- Resultados estables a largo plazo


osseo-connect-surface (ocs)®




Superficie mecanizada de 1,5 mm que
→ favorece la aposición
del tejido conjuntivo



Superficie grabada de 0,5 mm que
→ permite la adaptación a huesos
y tejidos blandos



Superficie tratada con chorro de arena y grabada
→ para la aposición de osteoblastos
y una rápida osteointegración




SKY classic

El implante ideal en ***más del 60 % de las posiciones.***

*La **SKY classic narrow** platform es ideal para las posiciones de implante con símbolos naranjas.*

***SKY classic narrow** platform*

***SKY classic regular** platform*




PARA LA MEJOR ESTÉTICA

CON ESTABILIDAD PAPILAR Y ÓSEA.

SKY classic narrow platform crea el espacio biológicamente necesario para obtener resultados estéticos con papilas y estabilidad ósea a largo plazo.

- Distancia suficiente al diente adyacente **(mín. 1,5 mm)**
- Espacio suficiente entre los implantes
- Espacio suficiente **para papilas y huesos estables**




Gran flexibilidad en la colocación del implante.

*PARA **SITUACIONES** ANATÓMICAS **EXIGENTES**.*

SKY classic | narrow platform

La SKY classic 3.5 narrow platform se coloca 1-2 mm subgingivalmente y ofrece condiciones óptimas para una integración estable del tejido blando. Esto se debe a que la unión supracrestal implante-aditamento evita micromovimientos en el hueso crestal, con lo que se crean condiciones estables a largo plazo en el tejido duro y blando.

Gracias a su gran flexibilidad, el sistema es especialmente adecuado para situaciones anatómicamente exigentes, como peines óseos descendentes o encías delgadas. La superficie respetuosa con los tejidos blandos también contribuye a reducir el riesgo de periimplantitis.



Variabilidad

→ 1 - 2 mm por debajo del nivel de las encías y entre 8,0 - 9,5 mm en el hueso con una SKY classic 3.5 narrow platform de 10 mm de longitud.

Menos fuerzas de palanca.
Más seguridad.

GRAN ESTABILIDAD MECÁNICA

GRACIAS A LA MENOR ALTURA DE LA CORONA.

Los implantes supracrestales reducen la altura de la corona en 2-3 mm en comparación con los implantes subcrestales. Las coronas más cortas reducen la carga en aprox. un 10 % por milímetro.

- Mayor estabilidad del tornillo y mejor anclaje
- Resistencia fiable a largo plazo de la estructura
- Mayor estabilidad mecánica y vida útil más larga



SKY classic

Las coronas 3 mm más largas aumentan la carga vertical en aprox. un 30 %.

SKY classic *Flujo de trabajo del remitente*

1


El cirujano coloca el implante en la posición planeada y escanea la posición del implante durante la cirugía.

La cicatrización abierta con moldeadores gingivales evita cirugías adicionales y mejora la estética.



2

Durante la fase de cicatrización, el aditamento de corona o la restauración pueden realizarse con total tranquilidad.



3

En la apertura, el paciente recibe atención inmediata y el tratamiento más rápido hace que los pacientes sean más felices.



CIRUJANO

REMITENTE

PACIENTE

VENTAJAS PARA

el cirujano

- Mayor eficiencia
- Menos intervenciones
- Más pacientes

tel écnico


- Tratamiento rápido
- Procesos planificables
- Resultados estéticos

el paciente

- Menos citas
- Menos esfuerzo debido a menor número de intervenciones

SKY classic

Información para pedidos




Implantes

	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
***narrow platform**: Tornillo de cierre como en narrowSKY					
3.5		kSKY3510	kSKY3512	kSKY3514	kSKY3516
4.0	 kSKY4008	 kSKY4010	 kSKY4012	 kSKY4014	 kSKY4016
4.5	 kSKY4508	 kSKY4510	 kSKY4512	 kSKY4514	

Información para pedidos

SKY - Prótesis

SKY fast & fixed accesorio




SKY fast & fixed aditamentos



Análogos de laboratorio



SKY uni.cone Accesorios



SKY uni.cone aditamentos



uni.cone Análogos de laboratorio



BioHPP SKY elegance



Base de titanio



Sistemas CAD/CAM abiertos

SKY scan abutment 11



prefab Titan




Sistemas cerrados

Base de titanio uni.fit




uni.fit base de titanio S para CEREC®




SKY Análogos del implante

Yeso


Impresión 3D / yeso



SKY Ti-base flex



SKY Ti-base flex bridge



SKY esthetic conformadores gingivales



SKY aditamentos de impresión **Cuchara abierta** **Cuchara cerrada**



SKY EXSO **EXSO análogo de laboratorio Impresión 3D yeso** **Tapa de impresión cerr. Cuchara + EXSO**



SKY esthetic



SKY aditamentos de titanio



SKY TiSi.snap **retention.sil** **SKY tornillos Clínica** **Laboratorio** **SKY tornillos para tapas protésicas**




Aditamentos Docklocs® 0°



Aditamentos Docklocs® angulados 18°



Kits de retención Docklocs® (compatibles con Locator)





360° DENTAL COMPETENCY

https://ifu.bredent-group.com/

Descarga sencilla de las instrucciones de uso en un PC estándar, o un equipo móvil, con el programa Adobe Acrobat Reader, que se puede descargar gratuitamente en: https://get.adobe.com/es/reader/. Puede obtenerse una versión impresa en un plazo de 7 días (para envíos dentro de la UE), solicitándosela al fabricante.

© bredent medical GmbH & Co. KG, 2026

Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta publicación, especialmente los textos, imágenes y gráficos, están protegidos por derechos de autor.

Material gráfico: bredent medical GmbH & Co. KG, Socio y usuarios externos.

Los usuarios correspondientes han puesto a disposición ejemplos prácticos.

Salvo error o modificaciones.

00913030E_20260805

bredent medical | bredent group

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · T: +34 961 363561 / +34 607 320666 · bredentgroup@bredent.es
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-440 · info-medical@bredent.com · www.bredent-medical.com